










## Dr.GOOS egyéb eszközök

	<b>Röntgen védőkesztyű 5 ujjas (0,50 Pb)</b>			
	<b>Röntgen védőkesztyű H:</b> Megfelel a DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:1998). Hajlékony, tartós kivitel. Kerekített ujjak. Pamutkesztyűvel szállítjuk. <b>Anyag:</b> varratnélküli, mártott ólomgumi; <b>Védelem:</b> Pb, 0,50 mm Pb <b>Méret:</b> közepes(10) <b>Hossz:</b> 40 cm <b>Szín:</b> fehér			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
935 GH8 4050	Rtg védőkesztyű 5 ujj, gumi, 35 cm, 0,50 Pb, kék burk. 1 pár	pár !		45 800
935 GH8 4050M	Rtg védőkesztyű 5 ujj, gumi, 40 cm, 0,50 Pb, 10-es, 1pár	pár !		69 400
	<b>Röntgen sebészeti védőkesztyű 2 ujjas (nyitott tenyérrel)</b>			
	<b>Sebészeti röntgen kesztyűk hüvelykujj védelemmel HC:</b> Alkalmas injekciók beadásához, sebészeti szegelés palpációjához, kis gyermekek tartásához röntgenfelvételeknél. Nagyobb rugalmasság a varrott kivitelezésnek köszönhetően. Oldalt van a varrás, hogy tartósabb legyen. Védelmet nyújt a hüvelykujjnak. <b>Anyag:</b> SupraNorm (normál); <b>Védelem:</b> 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb <b>Méret:</b> közepes = 10; <b>Standard szín:</b> királykék			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
935 GHC 4025M	Rtg seb.védőkesztyű (HC) 1ujjas tenyér nyit. "10" 1pár 0,25 Pb	pár !		37 000
935 GHC 4035M	Rtg seb.védőkesztyű (HC) 1ujjas tenyér nyit. "10" 1pár 0,35 Pb	pár !		41 600
935 GHC 4050M	Rtg seb.védőkesztyű (HC) 1ujjas tenyér nyit. "10" 1pár 0,50 Pb	pár !		43 700
	<b>Sebészeti műtős kesztyű 5 ujjas (lágy gumi)</b>			
	<b>Sebészeti műtős kesztyű OP:</b> Az egészségügyben mindig szigorú minőségi követelményekre lett ez a röntgen védőkesztyű kifejlesztve. Megfelel az EN 420, EN 374-2 és DIN 6845/IEC 1331-1. Felhasználási terület: szív katéter diagnosztika, korona angio-plasztika, angio, kardiológia. <b>Anyag:</b> Lágy gumi. Steril, ólommentes és nem mérgező, jól illeszkedik, kiemelt érzékelés és ujj kidolgozás, finoman kidolgozott felső rész, jól nyújtható, egyszer használatos termék. <b>Védelem:</b> 0,1 mm Pb-nek megfelelő védőanyag. <b>Méret:</b> S=7,5 M=8, L=8,5, XL=9			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
935 GN1 75S	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "7,5" 1pár 0,1Pb	pár !		12 600
935 GN2 80M	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "8,0" 1pár 0,1Pb	pár !		12 600
935 GN3 85L	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "8,5" 1pár 0,1Pb	pár !		12 600
935 GN4 90XL	Sebészeti műtős kesztyű, lágy gumi, egy.haszn. "9,0" 1pár 0,1Pb	pár !		12 600
	<b>Röntgen védőszemüveg (dioptriával is)</b>			
	Különleges kidolgozású, igényes szemüvegek műanyag és fém kerettel. Ólom-egyenérték a front részen: 0.5 és 0.75 Pb, oldalsó részen (ahol van) 0,5 Pb.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
935 RSB1 5050	Rtg védőszemüveg műanyag keret, front=0,50Pb, oldal=0,50Pb (79 gr)	db !		42 600
935 RSB1 7550	Rtg védőszemüveg műanyag keret, front=0,75Pb, oldal=0,50Pb (85 gr)	db !		65 600
935 RSB2 7500	Rtg védőszemüveg fémkeret, front=0,75Pb, (65 gr)	db !		61 800
935 RSB3 7500	Rtg védőszemüveg ezüst-PVC kerettel, front=0,75Pb (85 gr)	db !		62 200
935 RSB4 01	Rtg védőmaszk (plexi előlap, védelem: 0,1Pb)	db !		130 000
935 RSBD1 7550	Rtg dioptriás védőszemüveg, műa. keret, front=0,75Pb (RSB1)	db !		241 000
935 RSBD2 7500	Rtg dioptriás védőszemüveg, fémkeret, front=0,75Pb (RSB2)	db !		236 000
	<b>Pajzsmirigyvédő gallér</b>			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
	<b>Alkalmazás:</b> ott, ahol hosszabb időre tesznek ki röntgensugárzásnak páciens, pl. szívkathéterezés, angiográfia, csontszegezés, combnyaktörés stb.			
935 TC1 SM25	Rtg pajzsmirigyvédő gallér kis méret 0,25 Pb (könnyített)	db !		7 570
935 TC1 SM35	Rtg pajzsmirigyvédő gallér kis méret 0,35 Pb (könnyített)	db !		8 830
935 TC1 SM50	Rtg pajzsmirigyvédő gallér kis méret 0,50 Pb (könnyített)	db !		10 500
935 TC1 ST25	Rtg pajzsmirigyvédő gallér ST nyakméret: 40-52cm, 0,25 Pb (könnyített)	db !		16 400
935 TC1 ST35	Rtg pajzsmirigyvédő gallér ST nyakméret: 40-52cm, 0,35 Pb (könnyített)	db !		16 400
935 TC1 ST50	Rtg pajzsmirigyvédő gallér ST nyakméret: 40-52cm, 0,50 Pb (könnyített)	db !		18 100
935 TC1 STSM50	Rtg pajzsmirigyvédő gallér STSM nyakméret: 38-45cm, 0,50 Pb (könnyített)	db !		18 100

<b>Gonadvédő félkötény három féle rögzítéssel</b>			
	A betegeknek a gonád és annak környékének védelmére röntgen vizsgálatkor. Védelem: 0,50 mm Pb, standard szín: királykék. Különböző méretekben, három féle rögzítéssel. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Derék-csíptetővel (alap) az egyszerűen fel-, és levezető</li> <li>○ Tépőzáras kivétel különösen gyermekeknek ajánlott</li> <li>○ Kapcsos övvel</li> </ul>		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
936 GPC2 202550	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	16 400
936 GPC2 303050	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	18 500
936 GPC2 374550	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	20 600
936 GPC2 405050	Gonadvédő félkötény (derék-csíptetővel) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	22 700
936 GPC2 SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (derék-csíptetővel) 4 db	db !	70 600
936 GPK2 202550	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	16 400
936 GPK2 303050	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	18 500
936 GPK2 374550	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	20 600
936 GPK2 405050	Gonadvédő félkötény (kapcsos övvel) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	22 700
936 GPK2 SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (kapcsos övvel) 4 db	db !	70 600
936 GPT2 202550	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 20x25/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	16 400
936 GPT2 303050	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 30x30/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	18 500
936 GPT2 374550	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 37x45/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	20 600
936 GPT2 405050	Gonadvédő félkötény (tépőzárral) 40x50/50 Pb (könnyített) Dr. Goos	db !	22 700
936 GPT2 SET	Gonadvédő szett 0,5 Pb (tépőzárral) 4 db	db !	70 600
936 GPTX 120	Gonadvédő (extra méret) 120x50/0,50 Pb	db !	69 200
<b>Gonadvédő flexibilis - T-alakú</b>			
	Flexibilis gonád-védő (T-schild). Közepén egy tépőzárral kapszulává formálható. A tépőzár a külső felületén található, a belső fele SupraTex-anyagból készült, ezért könnyen tisztítható és fertőtleníthető. Fertőtlenítés „SupraPflege”-el (rendelhető).		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
936 GPV 1TS	Gonadvédő flexibilis, T-alakú, "S" 1,0Pb piros	db !	12 600
936 GPV 2TM	Gonadvédő flexibilis, T-alakú, "M" 1,0Pb zöld	db !	14 300
936 GPV 3TL	Gonadvédő flexibilis, T-alakú, "L" 1,0Pb sötétkék	db !	16 000
936 GPV SET	Gonadvédő szett T-alakú 3 db	db !	37 400
<b>Petefészekvédő lapok</b>			
	Röntgen vizsgálatokkor alkalmazandó a medence területén, különösen a hátgerinc felvételeknél. <b>Védelem (Pb):</b> 1 mm. <b>Borítóanyag:</b> PVC		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
936 OP0	Petefészek védő lap (PVC) OP 0 (újszülött) 1mm Pb	db !	7 150
936 OP1	Petefészek védő lap (PVC) OP I (4 év alatt) 1mm Pb	db !	7 990
936 OP2	Petefészek védő lap (PVC) OP II (4-8 év) 1mm Pb	db !	8 410
936 OP3	Petefészek védő lap (PVC) OP III (8-12 év) 1mm Pb	db !	8 830
936 OP4	Petefészek védő lap (PVC) OP IV (12-16 év) 1mm Pb	db !	9 670
936 OP5	Petefészek védő lap (PVC) OP V (16 év felett) 1mm Pb	db !	10 100
936 OP5 SET	Petefészek védő szett 5 db-os (PVC) OP I-V-ig	db !	36 200
<b>Petefészekvédő pajsok (3 db-os)</b>			
	Flexibilis petefészek védő. A szett tartalma: 3 különböző méretű védő tépőzárás övvel. Védelem (Pb): 1 mm Szín: méret szerint változó		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
936 OSP SET	Petefészek védő pajsok övvel 3 db-os (PVC) 1,0Pb	db !	23 100
<b>Egészségügyi védőtakaró (eldobható)</b>			
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
936 YH1 100 S	Egészségügyi védőtakaró (eldobható) "S" méret 100 db	db !	3 360
936 YH2 100 M	Egészségügyi védőtakaró (eldobható) "M" méret 100 db	db !	3 360
936 YH3 100 L	Egészségügyi védőtakaró (eldobható) "L" méret 100 db	db !	3 360
936 YHP SET	Egészségügyi védőtakaró (eldobható) "SML" méret 300 db	db !	8 410

<b>Védőkabát és kötény gyermekek részére</b>			
	A gyermek röntgenvédőkabát minden oldalon a lehető legnagyobb védelmet nyújtja a gyermekek számára. <b>Standard szín:</b> elefánt mintás <b>Anyag:</b> PVC borítással. <b>Rögzítés:</b> tépőzáras.		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
937 CCA 5050S	Gyermek védőkabát hátul zárt "S" 50/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	76 100
937 CCA 6050M	Gyermek védőkabát hátul zárt "M" 60/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	80 700
937 CCA 7050L	Gyermek védőkabát hátul zárt "L" 70/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	85 800
937 CLM 5050S	Gyermek védőkötény "S" 50/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	46 300
937 CLM 6050M	Gyermek védőkötény "M" 60/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	48 400
937 CLM 7050L	Gyermek védőkötény "L" 70/50/ 0,5/0,5 Pb (könnyített) Dr.Goos	db R	50 500
<b>Fogászati védőkötények</b>			
	<b>Fogászati védőkötény (D):</b> Pácienseknek a fogfelvételekhez, különösen a fogállomány felvételéhez. Könnyen felvehető, és a nyakon zárható. <b>Fogászati védőkötény (DR):</b> Pácienseknek a fogfelvételekhez, meghosszabbított hátvédővel (gerinc-védelemmel). Panoráma illetve koponyafelvételekhez is ajánlott. <b>Panorámakötény(PA):</b> fog- és állkapocsfelvételek készítéséhez panoráma illetve oldalsó koponyafelvételek készítésekor alkalmazandó. Széleskörben használható, és minden oldalról védelmet biztosít. Nagyon rugalmas, 0,5 mm-es védelemmel készült.		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
937 D1 704550	Rtg fogászati védőkötény (D) 70x45/0,50 Pb gyermek	db !	39 100
937 D1 906050	Rtg fogászati védőkötény (D) 90x60/0,50 Pb felnőtt	db !	50 500
937 D2 504050	Rtg fogászati védőkötény (DR) 50x40/0,50 Pb gyermek - gerinc védelemmel	db !	42 000
937 D2 604050	Rtg fogászati védőkötény (DR) 60x40/0,50 Pb gyermek - gerinc védelemmel	db !	46 300
937 D2 704050	Rtg fogászati védőkötény (DR) 70x40/0,50 Pb gyermek - gerinc védelemmel	db !	46 300
937 D2 805050	Rtg fogászati védőkötény (DR) 80x50/0,50 Pb felnőtt - gerinc védelemmel	db !	61 000
937 D3 110905	Rtg fog.panoráma kötény (PAE) 90x110/0,50 Pb felnőtt	db !	109 000
937 D3 709050	Rtg fog.panoráma kötény (PAK) 70 x 90/0,50 Pb gyermek	db !	88 300
937 D4 806035	Rtg fogászati védőkötény (PV) 80x60/0,35 Pb felnőtt - pajzsm.védelemmel	db !	39 500
937 D4 806050	Rtg fogászati védőkötény (PV) 80x60/0,50 Pb felnőtt - pajzsm.védelemmel	db !	50 700
937 D5 806035	Rtg fogászati védőkötény (PVN) 80x60/0,35 Pb felnőtt - pajzsm.v.nélkül	db !	37 700
937 D5 806050	Rtg fogászati védőkötény (PVN) 80x60/0,50 Pb felnőtt - pajzsm.v.nélkül	db !	48 400
<b>Röntgen védőruha tárolók</b>			
 	Köténytartó WM: Könnyű a védőruha fel-, illetve lekasztása. A kötényt rácsúsztatjuk a vállunkról a tartóra, és ugyanilyen könnyű felvenni. Más típusú kötényekhez is alkalmas. Méret: 275 x 150 mm Mozgatható állvány: az állvány többféle méretben készült, 5-6 db, vagy 10 db kötény tárolására. Helytakarékos, mindig kéznél lehet. Stabil, könnyen irányítható, 75 mm-es görgőkkel szerelve. Részletek a honlapon: <a href="http://medical-line.hu/mtermek/drgoos_racks.htm">http://medical-line.hu/mtermek/drgoos_racks.htm</a>		
Cikkszám	megnevezés		Nettó ár
938 KT 001	Köténytartó (fali, karos) WM	db !	24 000
938 KT 002	Köténytartó (fali, karos) kesztyűtartóval WMH	db !	34 500
938 KT 003	Köténytartó (fali) 1 részes W1M	db !	25 700
938 KT 004	Köténytartó (fali) 2 részes W2M	db !	37 000
938 KT 005	Köténytartó (fali) 3 részes W3M	db !	61 800
938 KT 006	Köténytartó (fali) 4 részes W4M	db !	81 200
938 KT 007	Köténytartó (fali) 5 részes W5M	db !	94 600
938 KT 008	Köténytartó (fali) 6 részes W6M	db !	100 000
938 KT 009	Köténytartó (fali) 10 részes W10M	db !	139 000
938 KT 010	Köténytartó (kerekes) 6 részes W6MF	db !	225 000
938 KT 011	Köténytartó (kerekes) 10 részes W10MF	db !	265 000
938 KT 012	Szoknyatartó horog 1pár	db !	7 570
938 KT 013	Szoknya-mellény fali tartó 1 részes	db !	37 400
938 KT 014	Félkötény-tartó (fali, klamnis köt.hez) 4részes WHSP	db !	24 800
938 KT 015	Félkötény-tartó (fali, klamnis köt.hez) 1részes WHSP1	db !	13 900
938 KT 016	Kesztyűtartó fali 1 pár kesztyűhöz WH1	db !	15 100
938 KT 017	Kesztyűtartó fali 2 pár kesztyűhöz WH2	db !	18 900
938 KT 018	Kesztyűtartó fali 3 pár kesztyűhöz WH3	db !	24 400
938 KT 019	Fogászati kötény tartó fali WD	db !	24 400
938 KT 020	Vállfa védőkötényhez	db !	3 360



938 RT 1006025	Páciens ólom takaró 100x60 cm 0,25 mm Pb	db	!	32 400
938 RV 12020025	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,25 Pb	db	!	218 000
938 RV 12020035	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,35 Pb	db	!	185 000
938 RV 12020050	Röntgen védőfüggöny 120x200 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	164 000
938 RV 27011050	Röntgen védőfüggöny 270x110 cm (sz/m) 0,50 Pb	db	!	300 000
938 RV SG100	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel	db	!	52 600
938 RV SG101	Védőfüggönyhöz tartósín görgőkkel 270cm	db	!	150 000
	<b>Kiegészítők, számok és betűk</b>			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
939 80000051	Tépőzár-tisztító kefe	db	!	3 920
939 CLA 500	Védőruha tisztító és fertőtlenítő 500 ml.	db	!	8 700
939 GT	Gerinc-támasztó öv tépőzárral	db	!	38 700
939 LOGO	Logo védőruhára	db	!	7 400
	<b>Ólombetűk és számok</b>			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
940 B10 LR M	Betű L&R 10 mm mágneses	db	!	4 060
940 B10 LR MA	Betű L&R matrica 10 mm	db	!	9 740
940 B10 LR MB	Betű L&R 10 mm mágneses, Bucky asztalra	db	!	15 400
940 B15 L	Betű L 15 mm sárga	db	R	810
940 B15 R	Betű R 15 mm piros	db	R	810
940 B16 LR CH	Betű L&R láncon 16 mm	db	!	4 470
940 B16 LR CS	Betű L&R csíptető 16 mm	db	!	4 470
940 BK 0726	Betűkészlet A-Z -ig 7,5 mm, 26 db	db	!	13 400
940 BK 1026	Betűkészlet A-Z -ig 10 mm, 26 db	db	!	15 800
940 BK 1526	Betűkészlet A-Z -ig 15 mm, 26 db	db	!	17 900
940 SZ 0713	Számok 0-9 -ig 7,5 mm, 13 db	db	!	8 530
940 SZ 1013	Számok 0-9 -ig 10 mm, 13 db	db	!	9 740
940 SZ 1513	Számok 0-9 -ig 15 mm, 13 db	db	!	11 000