

Dr. GOOS röntgen védőruhák

Általános ismertető: A Dr. Goos röntgen védőruhák három féle sugárvédő anyaggal (normál, könnyített és ólommentes) rendelhetők. A külső borítóanyag két féle van, „SupraTex” és „SupraSoft”, tartós, jól tisztítható, a mai igényeknek megfelelően nagy a színválaszték. A termékek az IEC 61331-3: 1998, (DIN EN 61331-3: 2002) előírások szerint készülnek.

Védőanyag:

- **SupraNorm (normál):** A védelem hagyományos ólomgumi, amelynek alapanyagát természetes kaucsuk és ólomoxidpor képezi. Sugárvédelemre kiváló. Ólomtartalmánál fogva súlya nagyobb az újonnan kifejlesztett anyagokénál. Környezetvédelmi szempontból elkülönítetten kezelendő!
- **SupraLight (könnyített):** Könnyített ólomgumból készül, amelynek a súlya kb. 20%-kal kevesebb a hagyományos anyagnál, ezért hosszabb ideig tartó viselésre ajánljuk. Sugárvédelemre kiváló. Környezetvédelmi szempontból elkülönítetten kezelendő!
- **SupraSine (ólommentes):** Ólom nélkül kifejlesztett védőanyag, amely a legújabb tudományos kutatások alapján készült, nagytisztaságú porított ón és kaucsukgumi felhasználásával. Mérgező anyagot nem tartalmaz. Sugárvédelemre kiváló. Környezetvédelmi okból ajánlott.

Borítóanyag:

- **SupraTex**, a legmodernebb rugalmas, puha vinyl anyag, rendkívül változatos színekben, könnyen tisztítható, körben sötétkék nylonszegéssel.
- **SupraSoft**, (új anyag) könnyen tisztítható, a sebészeti (C) kötény a továbbiakban ebből készül.


Választható színek

- **SupraTex borítással:** szürke (21), királykék (standard szín) (22), tengerészkék (23), skarlátvörös (24), sárga (25), olajzöld (26), pink (27), bordó (28), ciklámen (29), türkizzöld (30), narancs (32), gyermekeknek sárga alapon elefántokkal.
- **SupraSoft:** atollkék (40), világoskék (41), jupitervörös (42), mangrovezöld (42), bézs (44), ezüst (45) lagúnazöld (46), terranarancs (47), mályvalila (48), napsárga (49)



Megrendelések kérjük megadni (legjobb megoldás a listából, cikkszámmal együtt):

1: bőségre vonatkozó adatot. 2: kötény hosszát. 3: Pb réteget. 4: védőanyagot (pl- normál, könnyített, v. ólommentes).

5: színt, ha nem adjuk meg, a **22-es királykék a standard**. A szín kiválasztása nem jelent külön költséget!

		Védőkötény (LM) front védelemmel normál			
Magasság (cm)	Kötény- hossz	<p>Védőkötény Front védelemmel - Front Apron „LM”: A forma, a szabás és a tökéletes záródás miatt egy ideális kötény modell. A laza szabása, a jó illeszkedése és a praktikus zárja miatt olyan, mintha méretre szabott lenne. Könnyű a le- és felvétel. Magától értetődően ez a modell is a DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:1998), illetve a RÖV és a PSA által bevizsgált.</p> <p>Méretek: kötényhossz: 90, 100, 110, 120, 130 cm. Vállbőség: 60, 60, 75 cm. Csípőbőség: 40, 48, 53 cm.</p> <p>Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, 0,35 mm, 0,50 mm. Hátul: 0,25 mm</p> <p>Kivitel: normál, könnyített, ólommentes Standard szín: királykék</p> <p>Standard záródás: hátul keresztben tépőzárás, zárás a csípőn.</p>			
145 - 155	90 cm				
155 - 165	100 cm				
165 - 175	110 cm				
175 - 185	120 cm				
185 - 195	130 cm				
Cikkszám	megnevezés				Nettó ár
930 LM1 4025090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	41 600
930 LM1 4025100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	43 700
930 LM1 4025110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	45 800
930 LM1 4025120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	47 900
930 LM1 4035090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	49 600
930 LM1 4035100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	52 100
930 LM1 4035110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	54 700
930 LM1 4035120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	57 200
930 LM1 4050090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	53 800
930 LM1 4050100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	56 800
930 LM1 4050110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	59 700
930 LM1 4050120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	62 700
930 LM1 4825100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	47 900
930 LM1 4825110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	50 500
930 LM1 4825120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	53 000
930 LM1 4825130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	55 500
930 LM1 4835100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	55 900
930 LM1 4835110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	58 900
930 LM1 4835120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	61 800
930 LM1 4835130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	64 800
930 LM1 4850100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	61 800
930 LM1 4850110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	64 800
930 LM1 4850120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	67 700
930 LM1 4850130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	70 600
930 LM1 5325100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	57 200
930 LM1 5325110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	60 100
930 LM1 5325120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	63 100
930 LM1 5325130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos			db !	66 000

930 LM1 5335100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	67 300
930 LM1 5335110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	70 600
930 LM1 5335120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	74 000
930 LM1 5335130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	77 400
930 LM1 5350100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	74 400
930 LM1 5350110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	78 200
930 LM1 5350120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	82 000
930 LM1 5350130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,50 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	85 800
Védőkötény (LM) front védelemmel könnyített				
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
930 LM2 4025090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	45 000
930 LM2 4025100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	46 700
930 LM2 4025110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	48 800
930 LM2 4025120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	51 300
930 LM2 4035090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	53 800
930 LM2 4035100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	55 900
930 LM2 4035110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 900
930 LM2 4035120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	63 100
930 LM2 4050090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 000
930 LM2 4050100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	60 100
930 LM2 4050110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	62 700
930 LM2 4050120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	69 000
930 LM2 4075100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,75 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	82 000
930 LM2 4825100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	51 700
930 LM2 4825110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	54 200
930 LM2 4825120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	56 800
930 LM2 4825130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	59 300
930 LM2 4835100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	60 600
930 LM2 4835110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	65 200
930 LM2 4835120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	70 200
930 LM2 4835130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	74 800
930 LM2 4850100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	67 300
930 LM2 4850110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	73 200
930 LM2 4850120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	78 600
930 LM2 4850130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	84 100
930 LM2 5325100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	61 800
930 LM2 5325110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	65 600
930 LM2 5325120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	69 400
930 LM2 5325130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	73 200
930 LM2 5335100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	73 200
930 LM2 5335110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	78 200
930 LM2 5335120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	84 100
930 LM2 5335130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	89 600
930 LM2 5350100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	80 700
930 LM2 5350110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	87 500
930 LM2 5350120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	94 200
930 LM2 5350130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	101 000
930 LM2 5375120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,75 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	132 000
Védőkötény (LM) front védelemmel ólommentes				
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
930 LM3 4025090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	58 900
930 LM3 4025100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	60 600
930 LM3 4025110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	62 200
930 LM3 4025120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	63 900
930 LM3 4035090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	67 300
930 LM3 4035100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	69 400
930 LM3 4035110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	71 500
930 LM3 4035120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	73 600
930 LM3 4050090	Védőkötény (LM), "S" 090/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	74 000
930 LM3 4050100	Védőkötény (LM), "S" 100/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	77 800
930 LM3 4050110	Védőkötény (LM), "S" 110/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	81 600
930 LM3 4050120	Védőkötény (LM), "S" 120/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	85 400

930 LM3 4825100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	67 700
930 LM3 4825110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	69 800
930 LM3 4825120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	71 900
930 LM3 4825130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	74 000
930 LM3 4835100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	74 800
930 LM3 4835110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	77 000
930 LM3 4835120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	79 100
930 LM3 4835130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	81 200
930 LM3 4850100	Védőkötény (LM), "M" 100/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	85 800
930 LM3 4850110	Védőkötény (LM), "M" 110/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	89 600
930 LM3 4850120	Védőkötény (LM), "M" 120/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	92 900
930 LM3 4850130	Védőkötény (LM), "M" 130/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	96 300
930 LM3 5325100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	81 200
930 LM3 5325110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	84 100
930 LM3 5325120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	87 900
930 LM3 5325130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	90 000
930 LM3 5335100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	91 200
930 LM3 5335110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	98 400
930 LM3 5335120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	95 900
930 LM3 5335130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	98 000
930 LM3 5350100	Védőkötény (LM), "L" 100/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	103 000
930 LM3 5350110	Védőkötény (LM), "L" 110/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	107 000
930 LM3 5350120	Védőkötény (LM), "L" 120/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	111 000
930 LM3 5350130	Védőkötény (LM), "L" 130/0,50 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	115 000
	Védőkötény (BV) képerősítőhöz könnyített			
Magasság (cm)	ötény-hossz			
145 - 155	90 cm			
155 - 165	100 cm			
165 - 175	110 cm			
175 - 185	120 cm			
185 - 195	130 cm			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
931 BV 4025100	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	55 100
931 BV 4025110	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	56 800
931 BV 4025120	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 400
931 BV 4025130	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "S" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	59 700
931 BV 4825100	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	55 100
931 BV 4825110	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	56 800
931 BV 4825120	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 400
931 BV 4825130	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "M" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	59 700
931 BV 5325100	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 100/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	66 400
931 BV 5325110	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 110/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	64 300
931 BV 5325120	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 120/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	70 600
931 BV 5325130	Védőkötény (BV) képerősítőhöz "L" 130/25/35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	71 900
	Védőkötény (C) sebészeti könnyített			
Magasság (cm)	Kötény-hossz			
145 - 155	90 cm			
155 - 165	100 cm			
165 - 175	110 cm			
175 - 185	120 cm			
185 - 195	130 cm			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
932 C 4025100	Védőkötény (C) sebészeti "S" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	50 900
932 C 4025110	Védőkötény (C) sebészeti "S" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	53 400
932 C 4025120	Védőkötény (C) sebészeti "S" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	55 500
932 C 4025130	Védőkötény (C) sebészeti "S" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 000
932 C 4035100	Védőkötény (C) sebészeti "S" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	59 300
932 C 4035110	Védőkötény (C) sebészeti "S" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	64 300
932 C 4035120	Védőkötény (C) sebészeti "S" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	69 000

932 C 4035130	Védőkötény (C) sebészeti "S" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	74 000
932 C 4050100	Védőkötény (C) sebészeti "S" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	65 200
932 C 4050110	Védőkötény (C) sebészeti "S" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	70 200
932 C 4050120	Védőkötény (C) sebészeti "S" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	74 800
932 C 4050130	Védőkötény (C) sebészeti "S" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	79 500
932 C 4825100	Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	50 900
932 C 4825110	Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	53 400
932 C 4825120	Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	55 500
932 C 4825130	Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	58 000
932 C 4835100	Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	59 300
932 C 4835110	Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	64 300
932 C 4835120	Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	69 000
932 C 4835130	Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	74 000
932 C 4850100	Védőkötény (C) sebészeti "M" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	65 200
932 C 4850110	Védőkötény (C) sebészeti "M" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	70 200
932 C 4850120	Védőkötény (C) sebészeti "M" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	74 800
932 C 4850130	Védőkötény (C) sebészeti "M" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	79 500
932 C 5325100	Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	61 000
932 C 5325110	Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	63 900
932 C 5325120	Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	66 400
932 C 5325130	Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	69 400
932 C 5335100	Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	71 500
932 C 5335110	Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	77 400
932 C 5335120	Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	83 300
932 C 5335130	Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	89 100
932 C 5350100	Védőkötény (C) sebészeti "L" 100/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	78 600
932 C 5350110	Védőkötény (C) sebészeti "L" 110/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	84 100
932 C 5350120	Védőkötény (C) sebészeti "L" 120/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	90 000
932 C 5350130	Védőkötény (C) sebészeti "L" 130/0,50 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	114 000

Védőkabát (CA) körkörös védelemmel normál

Magasság (cm)	ötény- hossz
145 - 155	90 c
155 - 165	100 cm
165 - 175	110 cm
175 - 185	120 cm
185 - 195	130 cm


Körkörös védelem (Coat Apron: CA) Kifejezetten előnyös kardiológiai vizsgálatokhoz. A beépített vállbéléssel és az övvel csökkenteni a vállakra gyakorolt nyomást.
Védelem (Pb): elől/hátul: 0,25/0,25Pb, 0,35/0,35Pb, 0,50/0,50Pb, 0,35/0,25Pb, 0,50/0,25Pb, 0,50/0,35Pb
Méret: **S** (körméret) = 110-120 cm. **M** = 121-130 cm. **L** = 131-140 cm.
Kivitel: normál és könnyített **Standard szín:** királykék.
Záródás: 3 vízszintes és 1 függőleges tépőzárral, valamint 15 cm széles, kapcsos övvel (az öv színe: 23: tengerészkek).



Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
933 CA1 221S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	90 800
933 CA1 221S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	95 500
933 CA1 221S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	100 000
933 CA1 222M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	101 000
933 CA1 222M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	105 000
933 CA1 222M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	109 000
933 CA1 223L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	114 000
933 CA1 223L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	120 000
933 CA1 223L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	128 000
933 CA1 321S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	103 000
933 CA1 321S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	108 000
933 CA1 321S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	116 000
933 CA1 322M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	116 000
933 CA1 322M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	123 000
933 CA1 322M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	131 000
933 CA1 323L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	133 000
933 CA1 323L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	140 000
933 CA1 323L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	148 000
933 CA1 331S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	113 000
933 CA1 331S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	120 000
933 CA1 331S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	128 000
933 CA1 332M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	128 000
933 CA1 332M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	136 000
933 CA1 332M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	144 000
933 CA1 333L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	146 000

933 CA2 532M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	204 000
933 CA2 533L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	204 000
933 CA2 533L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	213 000
933 CA2 533L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	222 000
	Védőkabát (CA) körkörös védelemmel ólommentes			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
933 CA3 221S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	124 000
933 CA3 221S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	130 000
933 CA3 221S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	137 000
933 CA3 222M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	137 000
933 CA3 222M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	143 000
933 CA3 222M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	153 000
933 CA3 223L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	153 000
933 CA3 223L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	164 000
933 CA3 223L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,25 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	173 000
933 CA3 321S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	137 000
933 CA3 321S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	143 000
933 CA3 321S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	153 000
933 CA3 322M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	153 000
933 CA3 322M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	164 000
933 CA3 322M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	173 000
933 CA3 323L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	177 000
933 CA3 323L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	186 000
933 CA3 323L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,35 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	197 000
933 CA3 331S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	146 000
933 CA3 331S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	157 000
933 CA3 331S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	166 000
933 CA3 332M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	166 000
933 CA3 332M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	177 000
933 CA3 332M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	186 000
933 CA3 333L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	190 000
933 CA3 333L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	197 000
933 CA3 333L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,35 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	210 000
933 CA3 521S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	163 000
933 CA3 521S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	173 000
933 CA3 521S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	183 000
933 CA3 522M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	183 000
933 CA3 522M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	193 000
933 CA3 522M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	203 000
933 CA3 523L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	203 000
933 CA3 523L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	213 000
933 CA3 523L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,50 hátul=0,25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	223 000
933 CA3 531S090	Védőkabát (CA) 090 cm "S" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	193 000
933 CA3 531S100	Védőkabát (CA) 100 cm "S" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	203 000
933 CA3 531S110	Védőkabát (CA) 110 cm "S" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	213 000
933 CA3 532M100	Védőkabát (CA) 100 cm "M" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	217 000
933 CA3 532M110	Védőkabát (CA) 110 cm "M" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	226 000
933 CA3 532M120	Védőkabát (CA) 120 cm "M" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	237 000
933 CA3 533L100	Védőkabát (CA) 100 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	237 000
933 CA3 533L110	Védőkabát (CA) 110 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	246 000
933 CA3 533L120	Védőkabát (CA) 120 cm "L" elől=0,50 hátul=0,35 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	257 000
	Duplaköpeny (SD) körkörös védelemmel normál			
Magasság (cm)	Kötény-hossz	Duplaköpeny körkörös védelemmel - Special Coat Apron „SD”: a vállbélés és az öv csökkenti a vállakra gyakorolt nyomást.		
145 - 155	90 cm	Védelem (Pb): elől: 0,50 mm Pb. Hátul: 0,25 mm Pb.		
155 - 165	100 cm	Méret: S mellbőség = 107 cm. M = 117 cm. L = 127 cm.		
165 - 175	110 cm	Kivitel: normál, könnyített, ólommentes Standard szín: királykék		
175 - 185	120 cm	Záródás: 3 vízszintes és 1 függőleges tépőzárral, valamint 15 cm széles, kapcsos övvel (az öv színe: 23: tengerészkek).		
185 - 195	130 cm			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
934 SD1 0709050	Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	113 000
934 SD1 0710050	Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	117 000



934 SD1 0711050	Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	122 000
934 SD1 0712050	Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	126 000
934 SD1 1710050	Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	122 000
934 SD1 1711050	Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	127 000
934 SD1 1712050	Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	131 000
934 SD1 1713050	Duplaköpeny (SD) méret:117/130/M 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	135 000
934 SD1 2710050	Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	129 000
934 SD1 2711050	Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	133 000
934 SD1 2712050	Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	138 000
934 SD1 2713050	Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 50/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	142 000
Duplaköpeny (SD) körkörös védelemmel könnyített				
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
934 SD2 0709050	Duplaköpeny (SD) méret:107/090/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	129 000
934 SD2 0710050	Duplaköpeny (SD) méret:107/100/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	133 000
934 SD2 0711050	Duplaköpeny (SD) méret:107/110/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	137 000
934 SD2 0712050	Duplaköpeny (SD) méret:107/120/S 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	141 000
934 SD2 1710050	Duplaköpeny (SD) méret:117/100/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	137 000
934 SD2 1711050	Duplaköpeny (SD) méret:117/110/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	141 000
934 SD2 1712050	Duplaköpeny (SD) méret:117/120/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	146 000
934 SD2 1713050	Duplaköpeny (SD) méret:127/130/M 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	151 000
934 SD2 2710050	Duplaköpeny (SD) méret:127/100/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	146 000
934 SD2 2711050	Duplaköpeny (SD) méret:127/110/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	151 000
934 SD2 2712050	Duplaköpeny (SD) méret:127/120/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	156 000
934 SD2 2713050	Duplaköpeny (SD) méret:127/130/L 50/25 Pb (könnyített) - Dr.Goos	db	!	160 000
Duplaköpeny (SD) körkörös védelemmel ólommentes				
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
934 SD3 0709050	Duplaköpeny (SD) méret:107/090 "S" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	152 000
934 SD3 0710050	Duplaköpeny (SD) méret:107/100 "S" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	157 000
934 SD3 0711050	Duplaköpeny (SD) méret:107/110 "S" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	162 000
934 SD3 0712050	Duplaköpeny (SD) méret:107/120 "S" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	168 000
934 SD3 1710050	Duplaköpeny (SD) méret:117/100 "M" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	162 000
934 SD3 1711050	Duplaköpeny (SD) méret:117/110 "M" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	168 000
934 SD3 1712050	Duplaköpeny (SD) méret:117/120 "M" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	173 000
934 SD3 1713050	Duplaköpeny (SD) méret:117/130 "M" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	180 000
934 SD3 2710050	Duplaköpeny (SD) méret:127/100 "L" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	173 000
934 SD3 2711050	Duplaköpeny (SD) méret:127/110 "L" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	178 000
934 SD3 2712050	Duplaköpeny (SD) méret:127/120 "L" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	184 000
934 SD3 2713050	Duplaköpeny (SD) méret:127/130 "L" 50/25 Pb (ólommentes) - Dr.Goos	db	!	189 000
Szoknya-mellény (RW) kombináció normál				
Méret: mellbőség/ SML csípőbőség (cm)	Szoknya-mellény kombináció, körkörös védelem (Skirt and West „RW”) Ennél a modellnél a szoknyát és a mellényt egyénileg lehet méret illetve alak szerint rendelni! Ekkor külön-külön minden méretet meg kell adni. Védelem (Pb): elől: 0,25 mm, átlapolva 0,50 mm. Hátul: 0,25 mm Pb. Mellényméret: S mellbőség = 107 cm. M = 117 cm. L = 127 cm. Szoknyaméret: S = (hossz: 55, 60, 65 cm. Csípőméret: 98) M = (hossz: 55, 60, 65, 70. Csípő: 108) L = (hossz: 60, 65, 70. Csípő: 118) Standard szín: királykék Kivitel: normál Záródás: Tépőzár és kapcsos öv kombi.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
934 SV 107090S	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "S" mb:107/véd:090/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	113 000
934 SV 107100S	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "S" mb:107/véd:100/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	117 000
934 SV 107110S	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "S" mb:107/véd:110/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	122 000
934 SV 107120S	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "S" mb:107/véd:120/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	126 000
934 SV 117100M	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "M" mb:117/véd:100/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	122 000
934 SV 117110M	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "M" mb:117/véd:110/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	127 000
934 SV 117120M	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "M" mb:117/véd:120/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	131 000
934 SV 117130M	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "M" mb:117/véd:130/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	135 000
934 SV 127100L	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "L" mb:127/véd:100/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	129 000
934 SV 127110L	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "L" mb:127/véd:110/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	133 000
934 SV 127120L	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "L" mb:127/véd:120/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	138 000
934 SV 127130L	Szoknya-mellény 2 rész (RW) "L" mb:127/véd:130/25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	142 000
934 SV R1	Szoknya "S" hossz:55/60/65 csípő:098 25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	75 400
934 SV R2	Szoknya "M" h: 55/60/65/70 csípő:108 25 Pb (normál) - Dr.Goos	db	!	81 000

934 SV R3	Szoknya "L" hossz:60/65/70 csípő:118 25 Pb (normál) - Dr.Goos	db !	85 000
-----------	---	------	--------