


Egyéb röntgen tartozékok

Röntgen filmnéző berendezések				
	Nagyfrekvenciás, szemkímélő: vibrálás mentes működés. Mezőnként külön kapcsolható 1-2-3-4 mezős kivitelek. Színhőmérséklet: 6200-6500 K, működési frekvencia: 40-100kHz Fényerőszabályozás 10-100% között. Garanciaidő 2 év.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
961 1035 010	Filmnéző - 1 mezős - alapváltozat	db	R	Az aktuális árakért érdeklődjön
961 1035 011	Filmnéző - 1 mezős - fényerő szabályozható	db	R	
961 1B0201	Filmnéző - 1 mezős - blendézhető	db	R	
962 1070 010	Filmnéző - 2 mezős - alapváltozat	db	R	
962 1070 011	Filmnéző - 2 mezős - fényerő szabályozható	db	R	
962 1070 030	Filmnéző - 2 mezős - mezőnként kapcsolható	db	R	
962 1070 032	Filmnéző - 2 mezős - mezőnként kapcs-szab	db	R	
963 1105 010	Filmnéző - 3 mezős - alapváltozat	db	R	
963 1105 011	Filmnéző - 3 mezős - fényerő szabályozható	db	R	
963 1105 030	Filmnéző - 3 mezős - mezőnként kapcsolható	db	R	
963 1105 032	Filmnéző - 3 mezős - mezőnként kapcs-szabályozható	db	R	
964 1140 010	Filmnéző - 4 mezős - alapváltozat	db	R	
964 1140 011	Filmnéző - 4 mezős - fényerő szabályozható	db	R	
964 1140 020	Filmnéző - 4 mezős - dupla mezőnként kapcsolható	db	R	
964 1140 022	Filmnéző - 4 mezős - dupla mezőnként kapcs-szabályozható	db	R	
964 1140 030	Filmnéző - 4 mezős - mezőnként kapcsolható	db	R	
964 1140 032	Filmnéző - 4 mezős - mezőnként kapcs-szabályozható	db	R	
965 M4 1072 030	Filmnéző - 4 x 18x24 MA mezőnként kapcsolható	db	R	
965 M4 1072 032	Filmnéző - 4 x 18x24 MA mezőnként kapcs-szabályozható	db	R	
965 M4 1084 020	Filmnéző - 2 x 18x24 és 2 x 24x30 MA dup.mezőnként kapcsolható	db	R	
965 M4 1084 022	Filmnéző - 2 x 18x24 és 2 x 24x30 MA dup.mezőnként kapcs-szab	db	R	
965 M4 1096 030	Filmnéző - 4 x 24x30 MA mezőnként kapcsolható	db	R	
965 M4 1096 032	Filmnéző - 4 x 24x30 MA mezőnként kapcs-szabályozható	db	R	
965 M6 1120 022	Filmnéző - 4 x 18x24 és 2 x 24x30 MA dup.mezőnként kapcs-szab	db	R	
965 M8 1072 211	Filmnéző - 8 x 18x24 MA négy mezőnként (1 sor) szabályozható	db	R	
965 M8 1073 221	Filmnéző - 8 x 18x24 MA két mezőnként (egymás alatt) kapcs.szab.	db	R	
965 M86	Filmnéző MA8/6tip. blendézhető, fényerőszabályzóval	db	R	
	Nagyfrekvenciás, szemkímélő: vibrálás mentes működés. Színhőmérséklet: 6200-6500 K, működési frekvencia: 40-100kHz Fényerőszabályozás 10-100% között. Garanciaidő 2 év.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
969 1 1050 011	Rollfilmnéző - 5 mezős alapegység - szabályozható	db	R	Az aktuális árakért érdeklődjön
969 2 1050 0111	Rollfilmnéző tartozék: optikatartó sín - 1 db 110-es optikával	db	R	
969 3 1050 0112	Rollfilmnéző tartozék: optikatartó sín - 2 db 110-es optikával	db	R	
969 4 1050 0113	Rollfilmnéző tartozék: 2 ablakos roll adapter 110-es orsóval	db	R	
969 5 1050 0114	Rollfilmnéző tartozék: 2 ablakos roll adapter 70-es orsóval	db	R	
969 6 1010 1	Rollfilmnéző - 3 mezős alapegység - szabályozható	db	R	
969 7 1010 2	Rollfilmnéző tartozék: 3 ablakos roll adapter 100-as orsóval	db	R	
969 8 0187	Rollfilmnéző - 2 mezős 2db 110-es optikával	db	R	
969 8 1010 3	Rollfilmnéző tartozék: optikatartó keret - 3 db 110-es optikával	db	R	
Röntgen védőfal és filmtároló				
	Gördíthető védőfal: a szórtsugárzás elleni védelmet bútorlapba épített ólomlemez és ólomüveg biztosítja. Csapágyazott kerekeken könnyen gördíthető. Háromrészes gördíthető védőfal: a fentivel azonos célra és azonos felépítéssel. Alsótestvédő: ólomgumból készült, mely állítható magasságú gördíthető állvánnyal készül. Az ólomgumi vízlepergető anyaggal van bevonva.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
970 BU 0101	Rtg védőfal 1 r.álló 100x200cm, 1mmPb, 30x20 üveg	db	R	Az aktuális árakért érdeklődjön
970 BU 0103	Rtg védőfal 3 r.álló 60+80+60x200cm, 1mmPb, 30x20 üveg	db	R	
970 BU 0104	Rtg védőfal 1 r.görd. álló 100x200cm, 1mmPb, 30x20 üveg	db	R	
970 BU 0104 1	Rtg védőfal 1 r.görd. álló 100x150cm, 1mmPb, 30x40 üveg	db	R	
970 BU 0104 2	Rtg védőfal 1 r.görd. álló 100x200cm, 1mmPb, üveg nélküli	db	R	
970 BU 0105	Rtg védőfal 3 r.görd. álló 60+80+60x200cm, 1mmPb, 30x40 üveg	db	R	
970 BU 0106	Rtg alsótest-védő gördíthető, állítható magasság, 0,75 Pb	db	R	

970 BU 0108	Rtg alsótest-védő gördíthető, nem áll.ma., félkör 0,75 Pb	db	R	
970 BU 0109	Rtg védőülés (defensor) görd. m/sz:980x880 1.00 Pb	db	R	
970 BU 0330	Szekrény 3 részes film- nyit.kaz. és zárt tart.tároló180x60x90	db	R	
970 BU 0331	Szekrény 2 részes film- és zárt kaz.tároló 120x60x90	db	R	
970 BU 0332	Szekrény 2 részes film- és nyit. kaz.tároló 120x60x90	db	R	
970 BU 0333	Szekrény 2 részes nyit. kaz. és fiókos tart.tároló 120x60x90	db	R	
970 BU 0334	Szekrény 2 részes zárt kaz.tároló és zárt tart.tároló 120x60x90	db	R	
970 BU 0335	Szekrény 2 részes film- és zárt.tart.tároló 120x60x90	db	R	
970 BU 0336	Szekrény 1 részes nyit. kazetta tároló 60x60x90	db	R	
970 BU 0336 1	Szekrény 1 részes zárt kazetta tároló 60x60x90	db	R	
970 BU 0337	Szekrény 1 részes filmtároló 60x60x90	db	R	
970 BU 0337 1	Szekrény 1 részes filmtároló 1 mm Pb 60x60x90	db	R	
970 BU 0338	Szekrény 1 részes film- és kazetta tároló 1 mm Pb 60x60x90	db	R	
	Ólomgumi és ólomüveg			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
971 PB 0190 025	Ólomgumi bevonat nélkül Pb=0,25mm (120 cm széles) (KHT)	m	R	Az aktuális árakért érdeklődjön
971 PB 0190 050	Ólomgumi bevonat nélkül Pb=0,50mm (120 cm széles) (KHT)	m	R	
971 PB 0190 100	Ólomgumi bevonat nélkül Pb=1,00mm (120 cm széles) (KHT)	m	R	
971 PBG 3040 16	Ólomüveg 30x40cm 1,6 mm Pb, 5,0-6,5 mm vastag (DrG)	db	R	
971 PBG 5050 16	Ólomüveg 50x50cm 1,6 mm Pb, 5,0-6,5 mm vastag (PR)	db	R	
971 PBG 5050 22	Ólomüveg 50x50cm 2,2 mm Pb, 7,0-8,5 mm vastag (PR)	db	R	
971 PBG 8010015	Ólomüveg 80x100cm 1,5 mm Pb, 5-6 mm vastag (PR)	db	R	
971 PBG 8010016	Ólomüveg 80x100cm 1,6 mm Pb, 5-6 mm vastag (Bau)	db	R	
	Sötétkamra lámpa, adatráfényképező, vérnyomásmérő, vízszűrő			
	Amennyiben olyan termékre lenne szüksége, melyet katalógusunkban nem talál, hívjon minket telefonon, lehetőség szerint segítünk Önnek a probléma megoldásában. Termékeink egy részét nem mi találtuk ki, vevőinknek köszönhetjük.			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
980 AS 266 201	Vérnyomásmérő felkarra sztetoszkóppal	db	R	1 960
980 FR BS 312	Franke mosogató rozsdamentes, ipari 700x460 BS312 jobbos	db	R	120 000
980 ID 026 230	ID ráfényképező 230V	db	R	érdeklődjön
980 L 1621	Sötétkamra lámpa 16x21 cm (szűrő nélkül) 230V	db	R	49 900
980 LSZ 1621	Lámpa szűrő 16x21 cm univerz. kék- és zöldérzékeny filmhez	db	R	6 000
980 SOX E18230V	Scanatron sodium izzó Philips SOX E18 230V	db	R	19 600
980 VB	Vízszűrő betét (10"/61mm, pórus: 25µm)	db	RA	1 050
980 VH	Vízszűrő ház (10"/61mm-es betéthez)	db	R	15 000
	Pneumocolon készülékek			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
972 823	Pneumocolon röntgen beöntő készülék (bárium-szulfát)	db	R	Az aktuális árakért érdeklődjön
972 824	Pneumocolon beöntő készülék komplett, tartály (853) nélkül	db	R	
972 850	Pneumocolon kettős ballon nyomástároló hálóval	db	R	
972 853	Pneumocolon műanyag tartály	db	R	
972 854	Pneumocolon fedél és tömítés	db	R	
972 855	Pneumocolon szívócső	db	R	
972 857	Pneumocolon háromszögletű tető	db	R	
972 858	Pneumocolon gumi pillangószelep	db	R	
	Röntgen tasak			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
913 01 3321	RTG film tasak 370x420 mm papír (400db/cs)	cs	!	16 200
913 05 3321	Tüdőkataszteri tasak 160x120 mm papír (1db)	db	!	34
913 06 3510	Fogászati rtg film tasak -papír- 120x85+15 (1db)	db	!	19
913 08 3321	Gondozási redős tasak 220x150 mm papír (1db)	db	!	48
913 09 3321	Mammo-archiváló tasak 260x220 mm papír (1db)	db	!	32
	Fólia és foszforlemez tisztító			
Cikkszám	megnevezés			Nettó ár
980 CLF 500	Fóliatisztító röntgen erősítő fóliához 500 ml.	db	!	5 220
980 CLC 250	Foszforlemez tisztító 250 ml.	db	!	3 700