

Röntgen filmelőhívó automaták

PROTEC lapfilm, rollfilm és mammográfiás előhívók		
	Kis helyigényű, teljesen automatikus készülékek. A gép keringteti, automatikusan utántölti és stabil hőmérsékleten tartja az előhívó folyadékot, beépített start-stop, stand-by, antioxidációs és antikristalizációs program. A precíziós, hengerosos filmtovábbító rendszernek köszönhetően a roll-, és a lapfilmek előhívására is alkalmasak.	
Típus	Megnevezés	Nettó ár
ECOMAX standard	Kapacitás: 50 db 35x35 film/óra, Kidolgozási idő: 100 sec. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	1 262 000
OPTIMAX standard	Kapacitás: 92 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő: 105s, MA: 105s - 135s - 165s. Min. formátum: 10x10 Max.formátum: 35,6x43,2	1 572 000
OPTIMAX rollfilmre	Kapacitás: 30 m/óra Kidolgozási idő: 105s. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	
OPTIMAX MA	Kapacitás: 195 db 18x24 film/óra (két film paralel) Kidolgozási idő 90 -180 sec-ig.	1 620 000
OPTIMAX 2010 standard	Kapacitás: 98 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő 90 -180 sec-ig. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	1 727 000
OPTIMAX 2010 rollfilmre	Kapacitás: 30 m/óra Kidolgozási idő 90 -180 sec-ig. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2 és rollfilm	
COMPACT 2 standard	Kapacitás: 300 db 35x35 film/óra Kidolgozási idő 1-5 perc, 5 program. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	2 267 000
COMPACT 2 rollfilmre	Kapacitás: 93 m/óra Kidolgozási idő 1-5 perc, 5 program. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2 és rollfilm	
NDT filmelőhívó automata		
	A készülék mikroprocessor-vezérelt, beépített start-stop, valamint antioxidációs és antikristalizációs programmal rendelkezik, folyamatosan (24 órás üzemben) bekapcsolt állapotban tartható. Öt program-memóriát tartalmaz, melyek szabadon változtathatók. A programozás, a programok közötti váltás rendkívül egyszerű és nagyméretű, sötétben is jól látható display segíti a munkát. Min.form: 10x10 Max.form: 35,6x43,2	
OPTIMAX 2010 NDT	OPTIMAX 2010 NDT filmelőhívó (25 lit.reg.tartály) Kidolgozási idő 1,5-10 perc	2 081 000
COMPACT 2 NDT	Kidolgozási idő 2-10 perc,	2 680 000
Fogászati filmelőhívó automata		
 & GIRARDELLI	A Periomat egy intra-orális, automatikus röntgenfilmelőhívó berendezés, mely rendelkezik nappali feltéttel, ezért nincs szükség sötétkammerára. Hívás, fixálás, öblítés és szárítás funkció. Csak 5 percre van szükség a kép előhívására.	
805 1307 01	DÜRR PERIOMAT intra-or. rtg filmelőhívó +nappali feltét +hívó fűtés	781 000
Fogászati panoráma filmelőhívó automata		
 & GIRARDELLI	Az XR 24 egy teljesen automatikus, mikroprocesszorral vezérelt készülék, lehetővé teszi a fogászatban használt különböző méretű filmeknek az archiválható minőségű előhívását. Multifunkcionális digitális kijelző áll rendelkezésre. Az előhívott film minősége a vegyszertől is függ, ezért vásárolja az ehhez a típushoz ajánlott Tetenal vegyszereket. A gyári regeneráló egység biztosítja, hogy csak 3 havonta szükséges vegyszert cserélni.	
Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár

805 1700 00	DÜRR XR24 fogászati panoráma filmelőhívó automata 2,45- 20 perc	1 998 000
805 1700 10	DÜRR XR24 EASY fogászati panoráma filmelőhívó automata	1 598 000
805 1700	Regeneráló egység	408 000
805 1700 920	Nappali feltét 24x30 cm-ig (méret: 38x43x43 cm)	320 000

A filmelőhívó automaták ára tartalmazza a helyszínrre szállítást, valamint a filmelőhívó automaták letelepítésének költségét is!